

LA TECNOLOGIA SI METTE AL SERVIZIO DELLA BELLEZZA DANDO VITA AD UN NUOVO ED EVOLUTO TRATTAMENTO ESTETICO CHE STIMOLA LA RIGENERAZIONE TISSUTALE E LA PRODUZIONE DI NUOVO COLLAGENE ED ELASTINA, IN GRADO DI STIMOLARE IL MECCANISMO DI AUTO-RIPARAZIONE DELLA PELLE INDUCENDO UN PROCESSO DI RIGENERAZIONE DALL'INTERNO.



STIMOLARE PER RIGENERARE. INNOVATIVA TECNOLOGIA ESTETICA CHE CANCELLA I SEGNI DEL TEMPO E CORREGGE LE IMPERFEZIONI.



 **beautech**  
ricerca ■ armonia ■ natura

Via Omero, 51 - 41123 Modena  
Tel. 059 468349 - Fax 059 530019  
www.beautech.it - info@beautech.it

Seguici anche su 



 **Be-Needling**  
P E R F O R M A N C E . E V O L U T O

# ONENEED

Aesthetic Micro Needling

Aesthetic Micro Needling permette di stimolare la rigenerazione tissutale e la produzione di nuovo collagene ed elastina. Stimola il meccanismo di auto-riparazione della pelle inducendo un processo di rigenerazione dall'interno.

Gli aghi presenti nel manipolo ONE NEED creano migliaia di micro perforazioni (invisibili ad occhio nudo) nell'epidermide. La cute reagisce a queste "micro stimolazioni" producendo nuovo collagene ed elastina e rilasciando fattori di crescita che promuovono la rigenerazione dei tessuti.

Alla base c'è un'idea semplice: riprodurre, attraverso la nuova tecnica, quello che accade nella pelle quando il corpo subisce una ferita.

Quando ci feriamo, il nostro organismo mette in funzione una serie di processi finalizzati all'immediata riparazione della pelle.

Sono proprio questi i meccanismi di riparazione che chiamano in causa enzimi e proteine che attivano il processo di ricostruzione mediante la produzione di collagene ed elastina messi in campo dall'organismo al fine di riparare la ferita, in questo caso la lesione della piccola perforazione.




L'EPIDERMIDE RINASCE CON  
AESTHETIC MICRO NEEDLING

## COME FUNZIONA?

La parola needle in inglese significa "ago", perché è proprio sull'uso di piccoli aghi che si basa questo trattamento di Micro Needling Estetico.

Il meccanismo di funzionamento di questo trattamento è davvero innovativo perché non produce direttamente un cambiamento dei tessuti ma induce i tessuti a modificarsi autonomamente, creando un bio-rimodellamento meccanico della pelle. Ed è proprio questo che rende i risultati del trattamento così entusiasmanti e stabili nel tempo.

Il trattamento di Aesthetic Micro Needling si esegue mediante un manipolo dove è posizionata una testina sterile e monouso composta da micro aghi di acciaio chirurgico di lunghezza 0,3 mm.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio nominale	15 V - DC
Consumo	max. 7 VA
Frequenza di penetrazione	100-150 Hz ( $\pm$ 10%)
Dimensioni (L x P x H)	560 x 280 x 180 mm
Peso manipolo	80 g
Peso totale	2.630g


## I RISULTATI

Questo trattamento risulta efficace ed indicato per contrastare le rughe superficiali del viso, per la riduzione delle smagliature, delle cicatrici post acne e per la lassità cutanea.

La ruga viene corretta dalla nuova struttura cutanea ed il risultato durerà molto tempo, fino a che il normale processo d'invecchiamento ripresenti il problema. Nel caso delle smagliature o delle cicatrici, il risultato ottenuto rimane stabile nel tempo.

TRATTAMENTO SICURO E  
CERTIFICATO IN CAMPO  
ESTETICO PROFESSIONALE

L'INNOVATIVO TRATTAMENTO CONSENTE DI RIDURRE LE RUGHE, STIMOLARE LA CHIUSURA DEI PORI DILATATI, ATTENUARE LE MACCHIE PRESENTI SUL VOLTO E SFUMARE I SOLCHI DELLE CICATRICI PRODOTTE DALL'ACNE. LA PELLE RISULTERÀ PIÙ LUMINOSA, PIÙ COMPATTA, PIÙ GIOVANE. COME? ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UNO STRUMENTO PROVVISTO DI PICCOLI AGHI CHE FAVORISCONO LA PENETRAZIONE E L'ASSORBIMENTO DELLE SPECIFICHE SOSTANZE FUNZIONALI APPLICATE.



## PERFORMANCE OTTIMALE

Come ottenere una performance ottimale con ONE NEED. Occorrono 5 trattamenti a distanza di 7-15 giorni l'uno dall'altro.

I risultati sono cumulativi e diventano evidenti dopo il primo mese.

Si applica sulla pelle l'attivo o gli attivi specifici che penetrando favoriscono ulteriormente la formazione di Collagene e la correzione dei diversi inestetismi.

Già dopo poche ore il lieve rossore provocato dal trattamento si attenua e il cliente è in grado di tornare immediatamente alla sua vita normale, a patto di applicare per il mese successivo gli appositi cosmetici e gli attivi specifici ad uso domiciliare contenenti filtri solari. Nell'arco di qualche settimana, si potrà notare che la propria pelle assume una maggior tonicità, con un ottimo risultato anche su rughe particolarmente difficili da trattare quali quelle peribuccali.

Il trattamento è controindicato in soggetti con tendenza a formare cheloidi, con acne attiva, in gravidanza o allattamento.

